



WEINMANN OXYWAY FIX WM30051
DRUCKMINDERER FÜR SAUERSTOFF

SKU: AW112014

58,31 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Ref. OXYWAY FIX // WM30051

P1: 200 bar P2 : 4,5 bar Q1. 4L/min O2

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ref. OXYWAY FIX // WM30051

P1: 200 bar P2 : 4,5 bar Q1. 4L/min O2

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

