



[ZEISS 470914-9902 54 MIKROSKOP TISCHMIKROSKOP](#)

SKU: I082024-NV

Das Zeiss 470914-9902 54 Tischmikroskop bietet präzise optische Leistung für den anspruchsvollen Laboralltag und ermöglicht hochauflösende Untersuchungen mit ergonomischem Design. Es ist ideal für medizinische und wissenschaftliche Anwendungen, die zuverlässige und detailgenaue Mikroskopie erfordern.



Categories: [Mikroskop](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Zeiss 470914-9902 ist ein Mikroskop, das in der Regel für Anwendungen in der Biologie, Medizin oder Materialwissenschaften verwendet wird. Hier sind einige allgemeine Informationen und Merkmale, die typischerweise mit Zeiss-Mikroskopen assoziiert werden:

1. **Optische Qualität:** Zeiss ist bekannt für seine hochwertigen optischen Systeme. Die Mikroskope bieten eine hervorragende Bildqualität mit hoher Auflösung und Kontrast.
2. **Vielseitigkeit:** Viele Modelle von Zeiss-Mikroskopen sind modular aufgebaut, was bedeutet, dass sie mit verschiedenen Objektiven, Beleuchtungssystemen und Zubehörteilen ausgestattet werden können, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
3. **Ergonomie:** Die Mikroskope sind oft ergonomisch gestaltet, um den Komfort des Benutzers während längerer Anwendungen zu erhöhen.
4. **Beleuchtung:** Je nach Modell können verschiedene Beleuchtungstechniken wie Durchlicht-, Auflicht- oder Fluoreszenzbeleuchtung verwendet werden.
5. **Anwendungen:** Zeiss-Mikroskope finden Anwendung in vielen Bereichen, darunter Forschungslabore, klinische Diagnostik und industrielle Qualitätskontrolle.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

