



ZEISS OPMI CS-1 AUF S4 STATIV, FAHRBARES OP-MIKROSKOP

SKU: CO012019-A

3.500,00 €

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit variablem
Arbeitsabstand 200-400mm,
elektronische X/Y Verstellung,

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#),
[Ophtalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

ZEISS OPMI CS-1, fahrbares OP-Mikroskop mit variablem Arbeitsabstand 200-400mm,
elektronische X/Y Verstellung,

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com



| | |
|----------------|-----------------------|
| Mobile | 0049 176 205 800 86 |
| Tel / Homezone | 0049 40 18 20 79 03 |
| Tel / Büro | 0049 40 3 61 61 - 256 |
| Fax. | 0049 40 3 61 61 - 257 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---------------|--------|
| Weight | 200 kg |
|---------------|--------|



GALLERIE

