



## ZIEHM IMAGING ZIEHM VISTA C ARM - C BOGEN

SKU: HW012026



---

Categories: [C Bogen und zubehör](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Ziehm Vista** ist ein mobiler C-Bogen mit Bildverstärker-Technologie, der für chirurgische Standardanwendungen in der Orthopädie, Traumatologie und Schmerztherapie konzipiert wurde. Es gilt als zuverlässiges Arbeitspferd für klinische Umgebungen, die eine präzise intraoperative Bildgebung benötigen.

Technische Merkmale

Das System zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und intuitive Bedienung aus:

- **Bildverstärker:** Standardmäßig mit einem **23 cm (9 Zoll)** Bildverstärker ausgestattet; optional sind auch Versionen mit 15 cm oder 31 cm verfügbar.
- **Monitorkonfiguration:** Der separate Monitorwagen verfügt in der Regel über zwei hochauflösende **Flachbildschirme** für Live-Bilder und Referenzaufnahmen.
- **Positionierung:** Bietet weite Verstellbereiche, wie eine motorisierte Höhenverstellung (bis zu 63 cm) und eine orbitale Rotation von bis zu **135°** (-90° / +45°).
- **Konnektivität:** Unterstützt digitale Bildspeicherung und lässt sich über Schnittstellen wie **Ziehm NetPort** in bestehende PACS- oder KIS/RIS-Netzwerke integrieren.
- **Computer-Aided Surgery (CAS):** Das System ist für die Integration mit computergestützten Chirurgie-Systemen vorbereitet, was besonders in der Wirbelsäulenchirurgie die Präzision erhöht.

Einsatzbereiche

Aufgrund seiner Mobilität und Bildqualität wird das Ziehm Vista vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- **Traumatologie & Orthopädie:** Zur Lagekontrolle von Fragmenten, Schrauben und Nägeln.
- **Schmerztherapie:** Für bildwandlergesteuerte Injektionen an der Wirbelsäule.
- **Allgemeinchirurgie:** Zur intraoperativen Darstellung anatomischer Strukturen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

