




## ZIEHM VISION 30CM BV DOM 2014

SKU: CG032024-NV

- **Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand
- **Lagerort:** Hamburg



---

Categories: [Röntgen und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- 30 cm Bildverstärker
- Touchscreen
- Baujahr 2014 Konfiguriert für die Endoskopie und Orthopädie
- SmartVascular Software für Kardiologie und Gefäßchirurgie
- Abstand zwischen Detektor (BV) und Strahler : 90 cm
- 2 x TFT Monitor auf Monitorwagen
- Dicom
- USB
- Laser
- Bildspeicher
- DSA / MSA / Landmark

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

500 kg



<b>Versand</b>	<p>Versand : Weltweit Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie abweichende Versandmodalitäten wie z.B. Expressversand wünschen. Unser Angebot beinhaltet keine Erledigung von Zoll- und Einfuhrmodalitäten. Sie sind zu einer Besichtigung gerne willkommen</p>
<b>Zustand</b>	<p>Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.</p>
<b>Lieferumfang</b>	<p>D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoiros geliefert, welche auf den Bildern zu sehen. Gereinigt und desinfiziert.</p>



## GALLERIE

