



## ZIMMER ELEKTROMEDIZIN GYNOSURE CRYO 6 CRYO6 KALTLUFTTHERAPIE

**SKU:** DJ112025-NV

**Zimmer Elektromedizin Gynosure Cryo 6** ist ein innovatives Gerät zur Kaltlufttherapie, das gezielt zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung eingesetzt wird. Die präzise dosierbare Kaltluft ermöglicht eine schonende und effektive Behandlung von akuten und chronischen Beschwerden.



---

**Categories:** [Dermatologie](#), [Therapie](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Zimmer Elektromedizin Gynosure Cryo 6** ist ein innovatives Gerät für die **Kaltlufttherapie**, das speziell zur Unterstützung in der Physiotherapie, Dermatologie und ästhetischen Medizin entwickelt wurde. Es ermöglicht die gezielte Anwendung von kalter Luft mit kontrollierter Temperatur und Luftstromstärke, um eine schnelle und effektive Kühlung der Haut und des Gewebes zu gewährleisten.

Die **Cryo6-Technologie** arbeitet mit einem Kaltluftstrom, der Temperaturen bis zu  $-30\text{ °C}$  erreichen kann. Dadurch wird eine schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung erzielt, die insbesondere bei postoperativen Therapien, Sportverletzungen und chronischen Entzündungen von großem Vorteil ist.

#### **Besondere Merkmale und Vorteile des Gynosure Cryo 6:**

- **Präzise Temperaturregelung:** Anpassbare Kaltlufttemperaturen ermöglichen eine individuelle Therapieeinstellung.
- **Hohe Luftstromgeschwindigkeit:** Für eine effiziente und schnelle Kühlung der Behandlungsregion.
- **Ergonomisches Design:** Ein leichtes und handliches Gerät sorgt für komfortables Arbeiten während der Behandlung.
- **Vielfältige Anwendungsbereiche:** Ideal für die Behandlung von Schmerzen, Schwellungen, Entzündungen



sowie zur Vorbereitung und Nachsorge bei ästhetischen Eingriffen.

- **Kontaktlose Anwendung:** Vermeidet Hautkontakt und somit das Risiko von Hautirritationen und Infektionen.

Die Anwendung des Zimmer Elektromedizin Gynosure Cryo 6 ist unkompliziert und kann sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden. Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Aufsätzen, die eine flexible Anpassung an unterschiedliche Körperregionen und Therapieziele ermöglichen.

Zusammenfassend bietet das **Gynosure Cryo 6** eine moderne, effektive und schonende Methode zur Kaltlufttherapie, die sowohl Patientenkomfort als auch therapeutische Wirksamkeit maximiert. Es unterstützt Therapeuten und Ärzte dabei, individuelle Behandlungspläne mit einem hohen Maß an Sicherheit und Präzision umzusetzen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

